

自動細胞培養システム

Cell Processing Automation System

安全・高品質な自動細胞培養システムを実現



Safety and high-quality automated cell culture system

デンソーロボットの高信頼性、高性能を継承した医薬・医療用ロボットにより、安全・高品質な自動細胞培養システムに貢献します

Medical and Pharmaceutical Robot handed down high-reliability and performance of DENSO Robot contributing to automated cell culture system

1 キャップ開栓・攪拌

ロボットでフラスコのキャップ開栓およびフラスコの攪拌作業が可能です。



2 採取・分注

2台のロボットでピットのチップ装着、液体の採取、マイクロプレートへの分注作業が可能です。



3 廃液

ロボットで液体をこぼさずに廃液作業が可能です。

