


RFIDを利用した服薬管理と見守りサービス



RFIDとRFタグ薬包を利用した服薬管理と、遠隔地の見守りサービスとして期待

- ・RFIDでRFタグ薬包を常時読み取ることによって服薬状況を管理
- ・クラウドで管理することで、遠隔地からの見守りサービスとして期待



RFID技術により、大量のRFタグ付き薬包を一括読み取り



RFタグ付き薬包を箱から取り出すことで服用と判断



iPadで服薬状況をリアルタイムに把握でき、またクラウド上でモニタリングすることで見守りサービスとしても期待

製品情報



通信機能付き薬箱 【参考出品】

共同開発：凸版印刷株式会社
監修：慶應義塾大学医学部 木村雄弘医師

詳しくはこちら



Capture the Future

DENSO
DENSO WAVE