

デンソーロボット 協賛展示のご案内

第31回 **インターフェックス ジャパン**
医薬品
化粧品 洗剤 研究・製造技術展

BIO tech 2018
第17回 バイオ・ライフサイエンス研究展


第2回 **バイオ医薬 EXPO**

6月27日(水)から6月29日(金)にかけて、
医薬・再生医療・バイオ医薬の製造・研究に関する機器・システムが一堂に出展される
インターフェックス、BIO tech、バイオ医薬 EXPO が開催され、弊社パートナー会社様ブースにて、
デンソーロボットを活用した装置・システムが出展されます。
ぜひとも各展示ブースにお立ち寄り頂き、デンソーロボットを活用したアプリケーションをご覧ください。

会場 東京ビッグサイト 期間 2018年6月27日(水)～29日(金)

展示会 **第31回 インターフェックス ジャパン** [医薬品][化粧品][洗剤] 研究・製造技術展
BIO tech 2018 第17回バイオ・ライフサイエンス研究展
第2回 バイオ医薬 EXPO

会場MAP



■ マイクロニクス株式会社

[展示会 / 展示場所]
BIO tech 2018 / 東7ホール E51-34



▶①コンパクト自動細胞培養システム

再生医療の臨床応用、実用化に欠かすことのできない小型化と効率化は除染可能な「医療・医療用ロボット」を駆使して実現しました。細胞培養の工程で播種、培養、培地交換、試薬分注、攪拌、細胞観察、遠心細胞回収などを1台の6軸ロボットで行います。

▶②COBOTTA

再生医療や細胞培養操作を安全キャビネットやクリーンベンチ内で行う場合の第3の手、第4の手として超小型ロボット「COBOTTA」が研究をサポートします。



■ ヤマト科学株式会社

[展示会 / 展示場所]
インターフェックス / 東1ホール E22-26



▶Smart Robotic Lab Assistant

研究品質保証の現場では、人手に頼らざるを得ない仕事が多く存在します。手技や手法が必要であり、善し悪しの判断が難しいために自動化から取り残されてきた部分です。そういった作業者の質に依存する仕事は、作業を細分化、手技手法をトレースし、数値化した判断基準を持たせたトータルシステムにすることで自動化できます。




■ 株式会社ピーエムティー

[展示会 / 展示場所]
バイオ医薬EXPO / 東7ホール E57-47



▶ハンドチェンジャー付ロボット希釈システム

多関節ロボットを使用した移載自動化システム。試験液の段階希釈やシャーレへの分注・移載、試験管のハンドリングやチューブ蓋の開閉などを行います。転倒混和や破砕ユニットなど、多彩な機能も追加搭載可能。食品や水質検査への使用を目的として開発された装置ですが、業界分野を問わず様々な用途でご使用いただけます。



■ 株式会社オカムラ


[展示会 / 展示場所]
インターフェックス / 東1ホール E22-48



▶①コロニーカウンター装置の自動化滅菌環境ロボット VS-050S2 を使用し研究作業効率の大幅改善に繋がります。

▶②バイアル瓶充填の自動化

瓶の自動供給をCOBOTTAで行い、作業効率向上をご提案します。また、ロボットの移動・設置もカンタンに行えます。パソコンと接続する事により、データ・管理が確実に行え、カメラを搭載する事により測定環境の証明にも使用する事が可能です。



■ 株式会社樋口商会


[展示会 / 展示場所]
インターフェックス / 東1ホール E21-11

カガクする、専門 商 社



▶作業支援ロボット

人協働ロボットを使った試験作業の省力化システムを提供します。実験台などオープンスペースで使うことで、人による作業を支援します。試験によくある分注や秤量など繰り返し作業を自動化することで、試験者の負担を軽減できます。各作業の省力化をご検討ください。



■ 大成建設株式会社

[展示会 / 展示場所]
インターフェックス / 東2ホール E9-48



For a Lively World

▶垂直多関節ロボットを利用した新型省力化システム

大成建設が半世紀にわたり手がけた医薬品施設は 165 社 900 件を数えます。会場では「医薬エンジのベストパートナー。」をテーマに、業界随一の実績を誇る当社の医薬品エンジニアリングに関する最新技術として「垂直多関節ロボットを利用した新型省力化システム」の展示を行い、お客様や協力企業様への提案を行います。



Copyright © 2018 DENSO WAVE INCORPORATED All rights reserved.

株式会社デンソーウェーブ ホームページアドレス <http://www.denso-wave.com>

●お求め、ご相談は…

東北営業所	FA営業	〒983-0036	宮城県仙台市宮城野区苦竹2丁目6番1号 株式会社デンソーセールス東北支社ビル3階	Tel 022-782-0071
東京支店	FA営業	〒105-0011	東京都港区芝公園1丁目7番6号 CROSS PLACE浜松町10階	Tel 03-6367-9788
中部支店	FA営業	〒446-0058	愛知県安城市三河安城南町1丁目11番9号 4階	Tel 0566-75-7961
大阪支店	FA営業	〒532-0003	大阪府大阪市淀川区宮原4丁目2番30号 株式会社デンソー大阪ビル4階	Tel 06-7166-5030
広島営業所	FA営業	〒730-0025	広島県広島市中区東平塚町4番21号 株式会社デンソー広島ビル7階	Tel 082-504-1108
福岡営業所	FA営業	〒812-0044	福岡県福岡市博多区千代4丁目1番33号 西鉄千代店県庁ロビル3階	Tel 092-643-6901
営業企画部		〒448-8661	愛知県刈谷市昭和町1丁目1番	Tel 0566-55-9408
FA技術サポートセンター		〒470-2297	愛知県知多郡阿久比町大字草木字芳池1番	Tel 0569-49-1591

