



粒子分布測定

Particle distribution measurement demonstration

出展：日本ナショナルインスツルメンツ(株)


LabVIEWから デンソーロボットに動作指示！

Control your DENSO Robot with NI LabVIEW and NI PXI !



デモ機概要

Overview



NEW VP-G2 Series

- ・クリーン度クラス100
- ・耐H₂O₂ガス滅菌
- ・GMP, EHEDG 準拠
- ・アイソレート対応

+MEDICAL SOLUTION

滅菌環境に対応する新型ロボット

- **パソコン制御**：パソコン上でロボットと計測のプログラム開発
- **ロボット**：医療、バイオ分野の要求に応える耐H₂O₂仕様
- **PC Control**：PC based integrated programming for robots and measuring instruments.
- **Robot**：Fully H₂O₂ resistant robot for medial and biotechnological applications.

うれしさ

Benefits

立上期間短縮

グラフィカルな開発環境
LabVIEWで簡単に
プログラム開発

Shorter Leadtime

The program development is easily achieved by using the NI LabVIEW graphical development environment .

当社実績
従来比
▲20%

多品種対応

モジュール式計測器
NI PXIの組み換えで
多様な検査項目に対応

Multiproduct Production

You can configure the system to match your needs by using the NI PXI modular instrument platform.

PXI対応
計測機器
1500以上