

電子天びん CB-III

CB-III300/600/1500/3000

1台で3台分の働きを実現。さらに定量チェック機能、カウンティング機能をそなえた、薬品や微小品の計量・計数に最適なマルチタイプ電子てんびん。



詳しい
製品情報は
こちら



特長

- 環境を考慮したローパワー設計。
- ACアダプター標準装備。
- 1台で計量範囲が非常に大きいトリプルレンジ。
- 早い応答性、優れた安定性を実現。

仕様

名称	CB-III300			CB-III600			CB-III1500			CB-III3000		
ひょう量	300			600			1500			3000		
ひょう量切替	12	60	300	60	300	600	300	600	1500	600	1500	3000
目量	0.01	0.05	0.1	0.05	0.1	0.2	0.1	0.2	0.5	0.2	0.5	1.0
精度	1/1200	1/1200	1/3000	1/1200	1/3000	1/3000	1/3000	1/3000	1/3000	1/3000	1/3000	1/3000
等級	II級		III級	II級	III級		III級			III級		

共通仕様

風袋引き	ひょう量内ワンタッチ実量風袋引き
表示	液晶表示(文字高さ:18mm)
機能	定量チェック機能、計数機能、オートパワーオフ機能
外形寸法	190×215×75(mm)
使用環境温度	0℃~35℃(結露なきこと)
本体重量	1.2kg(乾電池含まず)
電源	専用アダプター、乾電池 単三×2個(別売)
オプション	RS-232C基板、PCハーネス、ジャーナルプリンタ、風防

お問合せ先

株式会社インダ

〒606-8392
京都府京都市左京区聖護院山王町44番地

E-mail -

TEL 075-751-1686

FAX -

HP www.ishida.co.jp/ww/jp/

