

# 卓上型パーソナルフード Lab Bubble

## Safety Bubble (封じ込めタイプ)

危険粉体の封じ込めに適した作業者の安全の為に卓上フードです。お客様にて簡単に据付ができ、電源をいれてすぐにご使用いただけます。



対応ロボット

COBOTTA

詳しい  
製品情報は  
こちら



### 特長

- 気流をリアルタイムモニタリング

Safety BubbleとPCR Bubbleは風速センサーを装備しており、風速低下時にはアラームで作業者に異常をお知らせします。

風速異常なし




風速低下



- フィルター交換が簡単

フィルターはモジュール内部に組み込まれている構造です。そのため、作業者が安全・簡単に交換することが出来ます。



お問合せ先

株式会社ヤマト科学

〒135-0047 東京都江東区富岡2-11-6 HASEMANビル6F  
研究施設カンパニー 営業推進部

TEL 03-5639-7075

FAX 03-5639-6034

E-mail [yuya.nagaoka@yamato-net.co.jp](mailto:yuya.nagaoka@yamato-net.co.jp)

HP <https://www.yamato-net.co.jp/>

